



CAT
Greider Tech SL

CONTROL DE ACCESO POR TEMPERATURA



Una temperatura corporal normal oscila entre 36,5°C y 37°C.

Síntoma indicativo de infección viral,
és una temperatura corporal superior a 37,3°C.



P21



CAT
Greider Tech SL

TERMÓMETRO INFRARROJO P21

Lectura temperatura corporal sin contacto



Usos del termómetro:

- Temperatura corporal
- Temperatura de líquidos
- Temperatura de objetos
- Temperatura ambiental



www.comoahorrarenergia.es/control-de-acceso-por-temperatura



+34 93 737 61 60



info@comoahorrarenergia.es



Ctra. de Prats de Lluçanes, 189, 1ª - 08208 Sabadell - Barcelona



TERMÓMETRO INFRARROJO P21

Lectura temperatura corporal sin contacto

Ficha técnica del producto

Aplicación	Áreas públicas, accesos de seguridad, hogar, etc..
Sensor Térmico IR	.32°C a 42,9°C
Sensibilidad	32°C a 33,9°C +/-0,3°C 34°C a 42°C +/-0,2°C 42,1°C a 42,9°C +/-0,3°C
Distancia Medición	1 - 3 cm
Tiempo Medición	< 2 Segundos
LCD y Luz señal	3 colores de indicación modo corporal: Verde: 32°C a 33,9°C Amarillo: 34°C a 42°C Rojo: 42,1°C a 42,9°C 1 color de identificación modo superficies Verde: 32°C a 42,9°C
Alimentación	3 V DC (2 pilas AAA) / Apagado automático a los 18 segundos
Dimensiones	144 x 78 x 37 mm
Peso	77 gramos
Condiciones de uso	16 a 35°C / ≤ 85% Humedad relativa
Condiciones de almacenamiento	-20 a 55°C / ≤ 93% Humedad relativa

